

## Die Wheatstone-Brückenschaltung (E9)

### Ziel des Versuches

Es wird eine Methode zur präzisen Messung von Widerständen angewandt. Dabei soll die Temperaturabhängigkeit der Widerstände zweier grundsätzlich verschiedener Materialien untersucht werden.

### Theoretischer Hintergrund

Die Wheatstone-Brückenschaltung erlaubt die Bestimmung eines unbekanntes Widerstands mittels bekannter Widerstände. Der prinzipielle Aufbau ist in Abb. 1 dargestellt.




Abbildung 1: Wheatstonebrücke

Die vier Widerstände  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , und  $R_x$  bilden eine geschlossene Leiterschleife, die an den Punkten A und B von einer Spannungsquelle  $U_0$  gespeist wird. Die Punkte C und D sind durch eine Brücke verbunden, in der ein empfindliches Strommessgerät (Amperemeter mit Innenwiderstand  $R_A$ ) liegt. Im Allgemeinen liegt zwischen den Punkten C und D eine Potentialdifferenz, sodass über die Brücke ein Strom  $I_A$  fließt. Durch Verschieben des Schleiferkontaktes D auf dem Widerstand  $R = R_1 + R_2$  lässt sich jedoch erreichen, dass die Punkte C und D auf gleichem Potential liegen (Abgleich), dass also über die Brücke kein Strom fließt:  $I_A = 0$ . Für diesen speziellen Fall lässt sich der unbekanntes Widerstand  $R_x$  bei Kenntnis der Widerstände  $R_1$ ,  $R_2$  und  $R_3$  bestimmen.

Für die in der Brückenschaltung auftretenden elektrischen Größen liefern die kirchhoffschen Regeln das folgende Gleichungssystem:

$$\begin{aligned}
\text{Masche ACDA : } & R_x I_x + R_A I_A - R_1 I_1 = 0 \\
\text{Masche BCDB : } & -R_3 I_3 + R_A I_A + R_2 I_2 = 0 \\
\text{Knoten C : } & I_x - I_3 - I_A = 0 \\
\text{Knoten D : } & I_1 + I_A - I_2 = 0
\end{aligned} \tag{1}$$

Wird  $I_A = 0$  gesetzt, so lässt sich aus Gl. (1) die nachstehende Bestimmungsgleichung für  $R_x$  herleiten:

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_3 \tag{2}$$

In diesem Versuch sollen mit Hilfe der Wheatstone-Brückenschaltung die Widerstände eines Metalls und eines Halbleiters bei verschiedenen Temperaturen  $T$  bestimmt werden. Für beide Materialien ist der Widerstand im Allgemeinen eine Funktion von  $T$ . Für viele Metalle lässt sich diese Abhängigkeit in kleinen Temperaturintervallen durch eine lineare Funktion beschreiben:

$$R(T) = R_0(1 + \alpha(T - T_0)) \quad \text{mit} \quad \alpha = \frac{1}{R_0} \cdot \frac{\partial R(T)}{\partial T} \tag{3}$$

Dabei ist  $R_0$  der Widerstand bei der Referenztemperatur  $T_0$  (z. B. Raumtemperatur). Die Größe  $\alpha$  beschreibt die relative Änderung des Widerstands mit der Temperatur und wird Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands genannt. Für viele Metalle ist  $\alpha$  in einem großen Temperaturbereich nahezu konstant.

Bei Halbleitern ist die Temperaturabhängigkeit des Widerstands dagegen stärker ausgeprägt. Für kleine Temperaturintervalle nahe der Raumtemperatur wird sie durch folgende Gleichung beschrieben:

$$R(T) = R_0 \exp\left(\frac{\beta}{T} - \frac{\beta}{T_0}\right) \tag{4}$$

Hier ist  $\beta$  eine materialspezifische Konstante. Aus Gl. (4) lässt sich schließen, dass  $\alpha$  eine Funktion der Temperatur ist, wobei in guter Näherung gilt:

$$\alpha \approx -\beta/T^2 \quad .$$

### *Versuchsaufbau und -durchführung*

Bauen Sie die Schaltung nach Abb. 1 auf. Verwenden Sie als Strommessgerät möglichst ein „Mittelinstrument“, so dass Sie Ausschläge nach beiden Seiten beobachten können.<sup>1</sup> Die Versorgungsspannung  $U_0$  sollte ca. 5 V betragen. Größere Spannungen führen zu größeren Strömen, die zur Erwärmung der Widerstände und damit zu einer Widerstandsänderung führen. Setzen Sie für  $R_x$  den unbekanntem Metall- bzw. Halbleiterwiderstand und für  $R_3$  die Widerstandsdekade ein. Die Widerstände  $R_1$  und  $R_2$  werden durch ein mit einer Skala und einem Getriebe versehenes Potentiometer (Zehngangwendelpotentiometer) realisiert. Dabei verhalten sich  $R_1$  zu  $R_2$  stets wie Skalenswert zur Differenz aus Skalenswert und Skalenswert (lineares Verhalten).

Der zu messende Widerstand  $R_x$  wird in ein mit Wasser gefülltes Becherglas getaucht. Das Glas wird auf eine elektrische Heizplatte gestellt und die Temperatur mit einem Thermometer kontrolliert. Der Temperatúrausgleich innerhalb des Wassers wird mit einem Rührer (Magnetrührer und „Fisch“) unterstützt.

<sup>1</sup> Im Versuch wird als Mittelinstrument ein digitales Amperemeter eingesetzt, da die Umkehr des Stromflusses durch Vorzeichenwechsel symbolisiert wird.

Zunächst wird der elektrische Widerstand  $R_x$  bei Raumtemperatur gemessen. Der Abgleich der Wheatstone-Brücke wird dabei folgendermaßen durchgeführt: Der Schleiferkontakt des Potentiometers wird bei eingeschalteter Spannung in die Mitte gestellt. Im Normalfall fließt jetzt ein großer Strom durch das Amperemeter. Nun wird der Widerstand  $R_3$  so eingestellt, dass ein möglichst geringer Strom durch das Amperemeter fließt. Anschließend wird der Schleiferkontakt so verdreht, dass der Strom exakt Null wird. Damit ist die Brücke abgeglichen, und  $R_x$  kann mit Gl. (2) bestimmt werden.

Die Temperatur des Wasserbades wird nun bis  $100\text{ }^\circ\text{C}$  erhöht, und es werden analog zu der Prozedur bei Raumtemperatur Messpunkte bei verschiedenen  $T$  ermittelt. Dabei ist zu beachten, dass die Temperatur während einer Messung möglichst konstant bleibt. Die Heizplatte sollte deshalb nur zwischen den Messungen angeschaltet werden.

Mit Hilfe der Widerstandsdekade (rel. Fehler  $\pm 1\%$ ) kann der Widerstand  $R_3$  dem jeweiligen Messproblem in Schritten bis zu  $10\ \Omega$  angepasst werden.

### Aufgabenstellung

1. Vorbereitung: Leiten Sie *bereits zu Hause* aus Gl. (1) die Bestimmungsgleichung Gl. (2) für  $R_x$  in der abgeglichenen Wheatstone-Brücke ab (d.h. bei  $I_A = 0$ ). Berechnen Sie den relativen Fehler  $\Delta R_x / R_x$  unter der Annahme, dass  $R_1$  und  $R_2$  einen gleichgroßen absoluten Fehler aufweisen,  $R_3$  aber exakt einstellbar ist. Geben Sie das Verhältnis  $R_1 / R_2$  an, bei dem  $\Delta R_x / R_x$  am kleinsten wird. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Wahl von  $R_3$ ?
2. Überprüfen Sie die Linearität des Zehngangwendelpotentiometers indem Sie bei mindestens 5 verschiedene Einstellungen die Widerstandswerte  $R_1$  und  $R_2$  mit einem Ohmmeter messen.<sup>2</sup>
3. Messen Sie mit der Wheatstone-Brücke den elektrischen Widerstand eines Metalls und eines Halbleiters als Funktion der Temperatur, und bestimmen Sie die Temperaturkoeffizienten  $\alpha$ . Tragen Sie für das Metall den Widerstand  $R_x$  linear über der Temperatur  $T$  auf. Zeichnen Sie dabei die y-Achse bei  $T_0 = \text{Raumtemperatur}$  ein. Bestimmen Sie den Temperaturkoeffizienten des Metalls  $\alpha \pm \Delta\alpha$  aus der Steigung der Geraden (siehe Gl. (3)) und  $R_0 \pm \Delta R_0$  aus dem y-Achsenabschnitt. Tragen Sie für den Halbleiterwiderstand  $R_x$  halblogarithmisch gegen  $1/T$  auf, wobei Sie für  $T$  die Einheit Kelvin verwenden sollten. Bestimmen Sie mit Hilfe der Regressionsgerade die Materialkonstante  $\beta$ , den Temperaturkoeffizienten  $\alpha \pm \Delta\alpha$  bei Raumtemperatur und außerdem  $R_0 \pm \Delta R_0$ .
4. Vergleichen Sie die beiden Temperaturkoeffizienten hinsichtlich des Betrags und des Vorzeichens. Was ist daraus für den elektrischen Widerstand zu folgern? Beschreiben Sie, wie ein Widerstand als Thermometer benutzt werden kann. Welches Material lässt sich dafür besser einsetzen?

<sup>2</sup> Diese Messung ist ohne weitere äußere Beschaltung durchzuführen.